

Entendiendo la Pérdida auditiva de mi hijo. Aprendiendo a usar los audífonos .



portalfonoaudiologia.com



Sugerencias para el cuidado y uso de
las prótesis auditivas.

Consejos de comunicación


Lavado de moldes.

Controles posteriores.



Entendiendo la pérdida auditiva de su hijo


Usted puede ver el nivel de pérdida auditiva de su hijo en este gráfico (audiograma).



Durante la prueba, el fonoaudiólogo ha evaluado los sonidos más suaves que puede escuchar desde las frecuencias más bajas (250 Hz sonidos graves) hasta los más altos (8000 Hz sonidos agudos).

Entendiendo la pérdida auditiva de su hijo

Este gráfico le ayudará a obtener una visión general de dónde se encuentra el sonido de la voz (los fonemas de las palabras) y los sonidos de nuestro entorno. De arriba a abajo, puede ver que los sonidos son cada vez más fuertes, y de izquierda a derecha, la frecuencia de cada sonido es más agudo.





Entendiendo la pérdida auditiva de su hijo

Puede ser que ud haya recibido un gráfico con círculos y cruces, eso indica los valores de umbral auditivo en sus oídos derecho e izquierdo respectivamente o algunos autores prefieren hablar de “niveles de audición”, debido a que muchas veces los niños no dan respuestas tan precisas, ya sea por su corta edad o por diferentes factores que pueden influir en la evaluación.



Algunos consejos de comunicación

Los audífonos de su hijo se han programado especialmente para su pérdida auditiva y se han diseñado para ayudar a su hijo a oír mejor la palabra y los sonidos del entorno. Sin embargo, incluso con los audífonos que lleva adaptados, su hijo necesitará ayuda adicional para algunos ambientes muy difíciles para comprender (escuela, restaurantes. etc

- Atraiga la atención de su hijo antes de empezar a hablar (ej, diciendo su nombre)
- Hable a un volumen normal, no grite
- Hable a una velocidad normal, no demasiado despacio o deprisa.
- Asegúrese de que su hijo puede ver claramente su cara cuando hable.
- Haga saber a su hijo cuando el tópico ha cambiado.
- Trate de mantener el ruido de fondo al mínimo, apague la TV/radio cuando quiera comunicarse.



Algunos consejos de comunicación

- Hable de lo que está haciendo y lo que ve.
- Disfrute jugando y cantando con su hijo
- Lean historias juntos y describa las imágenes.
- Si su hijo no entiende, repita palabras clave o dígalos con otras palabras.



Sugerencias para el cuidado y uso de los audífonos

Renueve el molde cada 3 o 6 meses aproximadamente, el conducto de su hijo crece.

¿Los moldes del oído/tubos tienen alguna grieta o rotura que pueda dar lugar a una realimentación?

Un molde del oído roto puede producir una realimentación y será necesario cambiarlo. Diríjase a la empresa de audífonos que puede cambiar los tubos dañados con facilidad.

No repare el molde con métodos caseros.



Sugerencias para el cuidado y uso de los audífonos

¿El cerumen está taponando alguna abertura del molde del oído?

El cerumen puede impedir que los sonidos lleguen al oído. Separe el molde del audífono.

Limpie el molde del oído con un paño húmedo.

Utilice un tanza/cepillo para quitar los restos de cerumen. La limpieza debe realizarse con agua tibia y jabón neutro, ayudándose con un cepillo pequeño.

No utilice alcohol ni líquidos solventes. Seque bien el molde. No utilice aire caliente. Déjelo secando toda la noche. Asegúrese de que no está húmedo cuando vaya a colocárselo.



Sugerencias para el cuidado y uso de los audífonos

¿La humedad está taponando el tubo del molde del oído?

La humedad puede evitar que los sonidos lleguen al oído. Separe el molde del oído del audífono. Si el molde del oído tiene un orificio de ventilación, use la pera sopladora para hacer pasar el aire a través de la abertura.

Guarde los audífonos con el portapilas abierto para permitir la ventilación de los controles internos preferentemente utilice un deshumidificador,

Las pilas se guardan afuera del mismo.

Los audífonos no deben mojarse. No deje los audífonos en el baño mientras se ducha ya que el vapor les afecta.



Sugerencias para el cuidado y uso de los audífonos

¿La pila está colocada correctamente en el audífono?

Para poner en funcionamiento el audífono, la pila debe estar colocada de la forma correcta con el signo “+”(parte plana de la pila) en línea con el signo “+”marcado en la tapa del portapilas.

Cambie las pilas arriba de la mesa para evitar que los audífonos se caigan.

Utilice la traba del portapilas para evitar que el niño pueda ingerir una batería.

Evite que las pilas de repuesto entren en contacto.

No deje los audífonos al alcance de animales domésticos y/o de niños pequeños.



¿Cómo comenzar a utilizar los audífonos?

Los niños muy pequeños pasan mucho tiempo durmiendo y durante ese período no llevan los audífonos. Pero a medida que el niño crece, va aumentando el tiempo que pasa despierto, en el cual el uso del audífono es primordial. Esto supone un proceso de aprendizaje, para ustedes y para el niño, que requiere paciencia y perseverancia. La reacción natural es de sorpresa, lo cual es perfectamente comprensible, y suele ir acompañada del deseo de quitarse los audífonos.



¿Cómo comenzar a utilizar los audífonos?

Conforme el niño empieza a asociar el sonido con el significado, el impulso de quitarse el audífono debe ir disminuyendo. Usted puede empezar estableciendo que los audífonos son parte de la rutina de cada mañana.

Esto juega un papel importante a la hora de establecer una comunicación entre los padres y el niño desde el primer día.

Todos los padres hablan a sus hijos cada mañana (les dan los buenos días, les hablan de las cosas que están haciendo, como lavarse, vestirse, etc). Si se le ponen los audífonos al principio de todo esto y no al final, los padres y el niño podrán establecer una rutina que es la clave para que el niño pueda identificar la voz de los padres. Llevar el audífono durante esos momentos tan entrañables también aportará una connotación positiva hacia los audífonos a ambas partes.



¿Cómo comenzar a utilizar los audífonos?

Puede resultar muy motivador anotar las horas de uso del audífono en un calendario. Esto le animará a conseguir el objetivo de un uso continuado.

Algunos padres anotan también los nuevos sonidos a los que el niño reacciona, o los sonidos que el propio niño hace, para tener una imagen más completa y poder seguir los progresos. El desgaste de la pila también puede indicarse en el calendario.

Recuerde, ante cualquier duda contáctese con su fonoaudiólogo.



Controles posteriores. ¿Los audífonos se calibran periódicamente?

**SÍ, LOS AUDÍFONOS DEBEN SER CALIBRADOS
PERIÓDICAMENTE.**

La sugerencia de la TAV (Terapia Auditivo Verbal) es controles trimestrales, por supuesto que el primer mes y el primer trimestre van a variar según la necesidad de cada niño y su familia.

Este proceso consiste en averiguar cómo el habla es procesada por el audífono, cuáles son los niveles en los cuales se produce la limitación de la salida, para ello se debe elegir un procedimiento eficiente, confiable y válido, que pueda ser usado en todas las edades.